

breathID[®] smart

H. pylori



Sistema para la gestión automatizada de múltiples pruebas para la detección de *H. pylori*

El sistema de última generación de prueba de aliento con urea BreathID[®] Smart para la detección de *H. pylori* combina intuitivamente una precisión de diagnóstico líder en el mercado y una automatización eficiente, todo en un diseño compacto, para maximizar el rendimiento de las pruebas de rango medio. Ya sea para la detección inicial de infecciones activas o para la confirmación de la erradicación, Meridian es su socio de confianza en diagnósticos gastrointestinales.

meridian BIOSCIENCE[®]
LIFE DISCOVERED. LIFE DIAGNOSED.

Desempeño líder en el mercado

Eficiencia compacta

Desempeño de diagnóstico inigualable

- Precisión diagnóstica no invasiva de *H. pylori* líder en el mercado
 - 100% Sensibilidad
 - 97.9% Especificidad
- Recomendado clínicamente tanto para la detección inicial de infecciones activas como para la confirmación de la erradicación
- Pruebas para pacientes adultos y pediátricos (de 3 a 17 años) usando los mismos kits de prueba

Eficiencia automatizada, diseño compacto

- Plataforma perfecta para hospitales, laboratorios y clínicas de volumen bajo a medio
 - Las muestras de la prueba tienen una ventana de análisis de dos semanas y no requieren almacenamiento especial
 - El muestreador automático integrado analiza hasta 4 muestras de pacientes
 - Menos de 10 minutos para análisis de lotes completos, 2 minutos por prueba
- Interfaz amigable
 - Pantalla táctil para un manejo intuitivo de los procesos
 - Los códigos de barras escaneables maximizan la velocidad de entrada de datos
 - Selección de control de calidad y generación de etiquetas automatizadas
- Opciones flexibles de gestión de datos
 - Imprima, exporte o transmita los resultados
 - Integración segura y fluida con el Sistema de Informaciones del Laboratorio (LIS)
- Minimiza los errores potenciales antes de que sucedan
 - Identificación y corrección automática de bolsas invertidas
 - Señales indicativas coordinadas que guían el ensamblaje del lote y la colocación de la bolsa
 - Códigos de barras escaneables que minimizan el error humano



Del Escaneo a los Resultados en 3 Pasos

2 minutos para diagnosticar *H. pylori*



1 Escanee el código de barras de la bolsa



2 Prepare el lote



3 Presione de el botón de iniciar

Beneficio de la plataforma BreathID®

Socio de confianza para *H. pylori*

- La plataforma BreathID® se puede usar junto con otras plataformas Meridian *H. pylori* para una solución completa de pruebas para todo el sistema de atención médica que ofrece:
 - Flexibilidad en las opciones de prueba para admitir pruebas cercanas al paciente o pruebas centralizadas en un laboratorio
 - La capacidad de los administradores del sistema para responder a cualquier cambio en los requisitos de prueba y las fluctuaciones de la demanda dentro de la red de salud
 - Una cartera incomparable para *H. pylori* que se adapta a cualquier configuración de laboratorio; desde rápida, de bajo volumen, hasta automatizada, de alto volumen
 - Una opción para los médicos para probar la infección activa
 - Una mayor eficiencia operativa y la capacidad de ofrecer estandarización en toda la red al consolidar las pruebas con un socio de confianza



BreathID® Smart Especificaciones Físicas

Altura: 16" (406 mm) | **Anchura:** 15" (381 mm)
Longitud: 22" (543 mm) | **Peso:** 33 lbs (15 kg)

Para más información sobre el BreathID® Smart de Meridian Bioscience, contacte a un especialista llamando al
1-888-763-6769.

OFICINAS CENTRALES

3471 River Hills Drive
Cincinnati, Ohio 45244
modiin.contact@meridianbioscience.com

meridian BIOSCIENCE®