



breathID[®] smart

H. pylori

Il tuo partner di fiducia per una diagnostica accurata e una solida efficienza operativa

Il sistema per Urea Breath test BreathID[®] Smart, leader di mercato per il rilevamento dell'*H. pylori*, combina in modo intuitivo la precisione diagnostica con un'automazione efficiente, il tutto in un ingombro compatto per massimizzare la produttività. Meridian è il vostro partner di fiducia per la diagnostica gastrointestinale, sia per il rilevamento iniziale di un'infezione attiva sia per la conferma dell'eradicazione.

Prestazioni da leader di mercato. Solida efficienza.

Prestazioni diagnostiche eccellenti

- Precisione diagnostica leader di mercato nella rilevazione non invasiva dell'*H. pylori*
 - Sensibilità del 100%
 - Specificità del 97,9%
- Clinicamente raccomandato sia per il rilevamento iniziale dell'infezione attiva sia per la conferma dell'eradicazione
- Test per pazienti adulti e pediatrici (età 3-17) eseguibili con gli stessi kit

Efficienza automatizzata, ingombro compatto

- Piattaforma perfetta per ospedali, laboratori e cliniche con volumi da bassi a medi
 - I campioni hanno una stabilità di due settimane per l'analisi e non richiedono una conservazione speciale
 - Il campionatore automatico integrato analizza fino a 4 pazienti contemporaneamente
 - Meno di 10 minuti per l'analisi completa della seduta, 2 minuti per ogni test
- Interfaccia più semplice
 - Touchscreen per una gestione più semplice dei processi analitici
 - Codici a barre scansionabili per velocizzare al massimo l'immissione dei dati
 - Automazione del controllo qualità e generazione di etichette
- Opzioni flessibili per la gestione dei dati
 - Stampa, esportazione o trasmissione dei risultati
 - Integrazione efficiente e sicura con LIS
- Riduzione al minimo dei potenziali errori prima che si verifichino
 - Individuazione e correzione automatiche delle sacche invertite
 - Appositi LED guidano l'operatore nel posizionamento delle sacche
 - I codici a barre scansionabili riducono al minimo l'errore umano



Dalla scansione ai risultati in 3 passaggi

2 minuti per diagnosticare l'*H. pylori*



1 Scansionare il codice a barre sulla sacca



2 Configurare la seduta



3 Premere avvio

Vantaggi della piattaforma BreathID®

Partner di fiducia per l'*H. pylori*

- La piattaforma BreathID® può essere utilizzata con altre piattaforme Meridian dedicate all'*H. pylori* per una soluzione completa che offre:
 - flessibilità per analisi decentrate presso il paziente o analisi centralizzate in un laboratorio principale;
 - un portfolio esclusivo dedicato all'*H. pylori*, che si adatta a qualsiasi ambiente di laboratorio;
 - miglioramento dell'efficienza operativa e capacità di standardizzare i risultati affidando i test a un unico partner di fiducia.



Specifiche fisiche di BreathID® Smart

Altezza: 406 mm | **Larghezza:** 381 mm |
Profondità: 559 mm | **Peso:** 15 kg

Per maggiori informazioni sul sistema Meridian Bioscience BreathID® Smart, contattare uno specialista all'indirizzo info@meridianbioscience.eu

MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE SRL

Via dell'Industria 7
20035 Villa Cortese (MI)
Italia
Tel: +39 0331 43 3636

meridian BIOSCIENCE®