

酶稀释缓冲液（10x）

产品处理指南

运输：干冰或蓝冰

货号：MDX0780

批号：见瓶身

浓度：10x

储存温度：-20°C



储存和稳定性：

酶稀释缓冲液（10x）采用干冰或蓝冰运输。到货后储存于-20°C下，以获得最佳稳定性。应避免反复冻融循环。每次解冻后应混合/平衡溶液以避免分相。

有效期：

在外包装盒标签上的有效期内，在推荐条件下储存并正确处理时，试剂盒可保持完整活性。

安全预防措施：

处理试剂前请阅读并理解SDS（安全数据表）。可应要求提供SDS的纸质版文件。

质控：

Meridian遵守ISO 13485质量管理体系运行。酶稀释缓冲液（10x）及其组分在活性、持续合成能力、效率、热激活、灵敏度、无核酸酶污染和无核酸污染等方面均经过广泛测试。

注：

仅供科研和进一步生产使用。

产品描述

酶稀释缓冲液是无甘油10x稀释缓冲液，用于将酶稀释到反应浓度。

产品组分

表 1

组分
酶稀释缓冲液，10x

使用指南

运输过程中解冻不影响产品性能。

向酶中加入1/10体积的10x酶稀释缓冲液，将酶稀释到工作浓度，然后用水补足到最终体积。

相关产品	货号
Bst DNA聚合酶，8 U/μL	MDX012
高浓度无甘油Bst	MDX018
Bst反应缓冲液，10x	MDX076
酶稀释缓冲液，1x	MDX078
dNTP混合液（100mM）	MDX051

技术支持

如有任何技术问题，请发送电子邮件联系我们的技术支持团队：
mbi.tech@meridianlifescience.com。